









CARA MUDAH MENGAKTIFKAN MENU TRANSFER RESPONSE







Langkah 12

Buka Windows Explorer, dan pada address bar, ketikkan IP Server Host seperti berikut : \\192.168.0.199 kemudian tekan tombol Enter

Buka Command Prompt, ketikkan ipconfig untuk melihat ip komputer host

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.1]
(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\smallant>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::75a3:ef56:77e3:ee8d%12
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.0.199
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :
  
```




Langkah 13



Jika langkah2 yang dilakukan diatas semua benar, maka akan muncul folder sharing trResponse yang sudah dibuat sebelumnya, double klik folder tersebut

Isi folder trResponse harusnya masih kosong seperti gambar ini

Langkah 13

Klik kanan pada Address Bar Windows Explorer, kemudian pilih Copy pada layar dialog yang muncul





Pastikan pengaktifan menu Transfer Respon ini dilakukan dipagi hari sebelum sesi ujian dilakukan, dan tidak melepas FDD selama ujian berlangsung!